

atenco

espace · couleur · organisation



ROSSI C&WS

une stérilisation universelle

Des meubles spécifiques pour la salle de stérilisation, qui s'intègrent aux gammes Rossicaws pour cabinet. C'est un système modulaire permettant d'**optimiser son flux de travail**, non seulement avec des solutions compactes conçues pour des milieux restreints, mais aussi dans des versions très personnalisées.

Atena est entièrement réalisée en métal, qui **résiste dans le temps**, et garantit une hygiène accrue, dans ce contexte si délicat. Les poignées en acier inox renforcent l'ambition de cette gamme, à l'intérieur de toute salle de stérilisation.



Les codes couleur permettent d'identifier aisément les différents espaces de travail, et de suivre ainsi scrupuleusement tout protocole, aussi bien que d'organiser son travail de façon plus efficace.

zones


- tri 
- traitement 
- propre (module/vitrine) 

atena mini

Même dans des milieux restreints, Atena déploie pleinement son potentiel, pour garantir tout ce qui est essentiel, et créer des conditions de travail optimales. Tout est là où il le faut.

zones

- tri ■ ■
- traitement ■
- propre □



- 1. AT34A 50 cm
- 2. AT03A 50 cm
- 3. AT72 60 cm



Modules pour ramasse. Module pour traitement équipé de colonne pour autoclave et soudeuse.
Vitrine pour stockage.




Module pour ramasse. Modules pour traitement avec ouverture à chariot pour autoclave.
Modules et double vitrine pour stockage.

atena regular

La zone de traitement prend plus d'ampleur grâce au module qui fait 80cm de large, équipé de tiroirs à compartimer, et ouverture à chariot pour autoclave. Espace de stockage disponible à l'intérieur du meuble, aussi bien que dans les vitrines.

zones


- tri ■
- traitement ■ ■
- propre □ □ □



- 1. AT34A 50 cm
- 2. AT03A80 80 cm
- 3. AT40 60 cm
- 4. AT01 50 cm



Espace de rangement pour chariot Friday. Modules pour ramasse, traitement et stockage. Vitrine pour stockage.



- 1. Plan de travail L60 cm
- 2. AT01 50 cm
- 3. AT34A 50 cm
- 4. AT03A 50 cm
- 5. AT03A 50 cm
- 6. AT01 50 cm

atena large

Toute étape est conçue pour travailler de façon plus efficace : du chariot Friday pour ramasser les matériaux des différentes salles, on passe ensuite à la vasque intégrée au plan de travail pour rincer les outils, et on termine par le stockage, dont l'espace dédié est reparti entre modules et vitrines.

zones

- tri ■ ■ ■
- traitement ■ ■
- propre ■ □

Support en acier inox, complet de distributeur de savon / désinfectant, à infra rouges (ACS78)




Support porte rouleau en acier inox (ACS76)

Support moyen en acier inox pour bac désinfection (ACS72) L34 H28 P22,5cm
Support en acier pour conteneur déchets spéciaux (ASCS75)



Dans le module qui fait 80cm de large, tiroirs à compartimer, avec ouverture électrique






Modules pour ramasse. Modules pour traitement avec espace de rangement pour thermodésinfecteur, et équipé de colonne pour autoclave et soudeuse.
Module pour stockage.

atena full

Atena full est la version la plus complète de cette gamme, équipée d'une paroi où ranger des accessoires tels que des boîtes à infects tranchants, et où fixer des étagères pour des nettoyeurs à ultrasons. La colonne pour autoclave et soudeuse garantit une séparation nette des zones sales et propres, et son hauteur réduite garantit un accès plus facile à toute machine placée à l'intérieur.

zones

- tri ■ ■
- traitement ■ ■ ■
- propre ■



1. AT01E 60 cm
2. AT34A 50 cm
3. Plan de travail L60 cm
4. AT03A80 80 cm
5. AT74 60 cm
6. AT01 50 cm



dessin et personnalisation

La combinaison de modules qui permet de personnaliser tout espace : meubler et organiser son cabinet n'a jamais été aussi intuitif, grâce au modèle d'organisation efficace qui est à la base de la stérilisation Atena.

ROSSICAWWS

Rossicaws Srl

Via dell'Artigianato, 3 - 36030 Montecchio Precalcino, Vicenza - Italy
www.rossicaws.it | facebook @rossicaws